

Decus[®] Budget

EINLAGIGE
KALTSCHAUMMATRATZE
FÜR DEN PROFESSIONELLEN
KLINIKALLTAG

HOCHWERTIGER
BI-ELASTISCHER
NÄSSESCHUTZ-BEZUG

MRSA-RESISTENT



ELASTISCH – FORMBESTÄNDIG – KOMFORTABEL – WIRTSCHAFTLICH

- Einlagiger Kaltschaum bietet hohen Liege- und Schlafkomfort
- Profiqualität bei gutem Preis-Leistungs-Verhältnis
- Verwendung von schadstoffgeprüften Textilien, ausgezeichnet mit dem Öko-Tex® Standard 100
- MRSA-resistent durch antibakteriell und schimmelfest beschichteten Schutzbezug
- Atmungsaktiver, bi-elastischer Nässeschutz-Bezug gewährt hohe Anwenderfreundlichkeit und Sicherheit
- Verdeckter Reißverschluss an zwei Seiten



Inkontinenzbezug



verdeckter Reißverschluss

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (LxBxH)	200 x 90 x 12 cm
Material Matratze	Kaltschaum, FCKW-frei geschäumt, frei von Weichmachern
Material Bezug	Bi-elastischer, atmungsaktiver Inkontinenzbezug, Polyurethan, Latex-Frei
Reinigung	Bezug waschbar bis 95 °C, Wischdesinfektion mit DGHM gelisteten chlorfreien Reinigungs- und Desinfektionsmitteln

© 2013 GerroMed Pflege- und Medizintechnik GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Alle in dieser Produktinformation genannten Handelsmarken und Trademarks (TM) sind Eigentum von GerroMed und deren Lizenzgebern. Handelszeichen mit dem Symbol ® sind international registrierte und geschützte Warenzeichen. GerroMed-Produkte sind durch Patente geschützt. Diese Produktinformation ist zur Verteilung im deutschsprachigen Handelsraum bestimmt. Änderungen zu technischen und medizinischen Aussagen vorbehalten. Weiterführende Produktinformationen entnehmen Sie bitte den jeweiligen Gebrauchsanleitungen. Stand der Informationen: Juli 2013



Wir sind zertifiziert
nach DIN EN ISO13485

